



CLASSMED
SOLUZIONI INNOVATIVE PER L'ESTETICA MEDICALE

HYDRA 100

AUTOCLAVE Classe N

INFO TECNICHE	
Esterno dimensioni	L 250 mm – H 310 mm – W 385 mm.
Dimensioni della camera	220 mm – H 235 mm.
Liquido sterilizzante	Acqua distillata
Potenza assorbita	1500 Watt
Tensione	220/230 V.
Capacità	9 Litri
Temperatura sterilizzazione	125 °C
Tempo di sterilizzazione	15 minuti
Pressione	1,3 – 1,6 bar
Peso	13,3 kg. – Lordo 17,5 kg.

Pressione atmosferica standard: è la pressione atmosferica a livello del mare.

Con valore 1 si intende la pressione atmosferica standard. Il valore è di 0,1 Mpa = 1 000 Hpa = 1,0 Bar.

La pressione atmosferica diminuisce con l'aumentare dell'altitudine. Con un aumento dell'altitudine di 1000 metri la pressione atmosferica si riduce di ca. 0,1 bar.



MADE IN ITALY