



CLASSMED
SOLUZIONI INNOVATIVE PER L'ESTETICA MEDICALE

SAGITTARIUM IMBUSTATRICE

TERMOSIGILLATRICE ELETTRONICA

INFO TECNICHE

Tipo di tenuta	calore costante
Tenuta larghezza	12 mm.
Max tenuta larghezza	300 mm.
Tenuta temperatura	200 gradi
Tempo riscaldamento	2 minuti
Tenuta velocità	7,5 minuti
Materiale sigillabile	sacchetti e rotoli EN 868-4
Dimensioni	365 x 245 x 310 mm.
Peso	netto 4,8 kg. – lordo 7 kg.
Potenza assorbita	500 Watt
Tensione	230 / 240 V.

Pressione atmosferica standard: è la pressione atmosferica a livello del mare.

Con valore 1 si intende la pressione atmosferica standard. Il valore è di 0,1 Mpa = 1 000 Hpa = 1,0 Bar.

La pressione atmosferica diminuisce con l'aumentare dell'altitudine. Con un aumento dell'altitudine di 1000 metri la pressione atmosferica si riduce di ca. 0,1 bar.



MADE IN ITALY